

PEDUS-O / PEDUS-U

WS Plattensystem für Osteotomien am Vorfuß

PEDUS-O

Winkelstabiles Plattensystem zur Fixierung von Open-Wedge-Osteotomien

Mit verschiedenen Stegbreiten ermöglicht PEDUS-O die exakte Korrektur des IM-Winkels bei gleichzeitig stabiler Fixierung der Osteosynthese durch winkelstabile Schrauben.

PEDUS-U

Winkelstabiles Universal-Plattensystem

Die winkelstabile Universal-Platte findet ihre Anwendung bei verschiedenen Osteotomie-Techniken, Arthrodesen und Frakturen im Vorfußbereich.

PEDUS-O WS Open Wedge Platte

PEDUS-U Universalplatte

Fixierung von
Open Wedge Osteotomien




Abstandshalter
mit unterschiedlichen Stufen:
0, 2, 3, 4, 5, 6 mm

Low Profile
Schonung der Weichteilumgebung



Fixierung von
Closing Wedge Osteotomien

Schraubenlöcher geeignet für:
• Kortikalisschrauben
• Winkelstabile Schrauben (WS)



PEDUS-O / -U Instrumente



PEDUS-O WS Open Wedge Platte

12.11121.xxx

Stufen 0, 2, 3, 4, 5, 6 mm

Länge 17-23 mm



WS Kortikalisschrauben Ø 2.3 mm, selbstschneidend

12.03423.xxx

Länge 12-26 mm




PEDUS-U Universalplatte

12.11122.xxx

Lochabstand 12, 14, 16, 18, 20 mm

Länge 19-27 mm



Kortikalisschraube Ø 2.3 mm, selbstschneidend

12.03424.xxx

Länge 12-26 mm

Sie finden uns auch in den sozialen Netzwerken:



Vertrieb durch Marquardt axomed

Heinrich-von-Stephan-Str. 5c • 79100 Freiburg • Telefon +49 761 611 66-0 • Telefax +49 761 611 66-11 • info@marquardt-axomed.de • www.marquardt-axomed.de

Hinweis:

Diese Beschreibung ist zur sofortigen Anwendung des Instrumentariums nicht ausreichend. Weitere Informationen erhalten Sie in der ausführlichen OP-Anleitung. Wartung, Pflege und Aufbereitung von Marquardt Instrumenten können der entsprechenden Anleitung entnommen werden.